

AQUA SMART

**HIDRADERMABRACION
CON ANALIZADOR DIGITAL DE PIEL**



Ashima
cosmedic

Monitoreo inteligente de la piel y sistema de gestión.

PALETA ULTRASÓNICA

ONDA ULTRASÓNICA

MARTILLO FRÍO

ROCIADOR IÓNICO

ONDA RADIOFRECUENCIA

HIDRA DERMOABRASIÓN

CÁMARA

PANTALLA TÁCTIL
DE 10 PULGADAS


CONTENEDOR DE LÍQUIDOS

PERILLA DE AJUSTE
DE PRESIÓN DE AIRE

SELECCIÓN DEL
CONTENEDOR DE
SOLUCIÓN

BOTÓN DE CONTROL DE
FLUJO DE SOLUCIÓN





- Hardware óptico de primer nivel
- Diseño panorámico hemisférico
- Cámara con 10 millones de píxeles y 2cm microespólón
- Parte de análisis de detección óptica de piel inteligente
- Adquisición de imágenes completada en 12 s.
- Imágenes con alta resolución y microspur puede ser microdetallado a los poros



La tasa de precisión es tan alta como 98%

combinada con la evaluación del especialista, el muestreo médico de big data y Análisis de diagnóstico inteligente de IA.

- La piel se subdivide en 8 condiciones para monitorear la piel microscópicamente en todas direcciones.
- Se realizan análisis cuantitativos y cualitativos para la identificación de agua-aceite, rugosidad, sensibilidad, acné y manchas para diagnosticar y predecir eficazmente la piel problemática.
- La tecnología está a la vanguardia de la industria.





Valoración de los clientes

- Mantenimiento especial
- Servicios de seguimiento personalizados
- Programas de belleza y cuidado personalizados
- Impulsar productos profesionales para el cuidado de la piel
- Detección de piel integrada y gestión



Informe visual:


- Interpretación detallada de la condición de piel
- Optimice la experiencia de lectura del cliente
- Mejore la eficiencia de los comentarios de su centro de estética.
- Reducir los costes de formación del personal

Accesorios


1 CÁMARA DE MONITOREO

Análisis, detección y control del estado de la piel.

El sistema inteligente de gestión de la piel, recopila imágenes detalladas de la piel facial a través de una cámara de microrango de alta definición de 10 millones de píxeles combinada con tecnología de imágenes de tres espectros, a través de un diagnóstico inteligente y análisis, elementos finos de 8 dimensiones para detectar problemas de la piel, y de acuerdo con los resultados del diagnóstico del programa y la recomendación inteligente de productos profesionales para el cuidado de la piel.




Accesorios



HIDRA DERMOABRASIÓN

2

Este accesorio importado de Corea del Sur con fuerte succión, puede limpiar y succionar la suciedad en los poros profundo con el sistema de monitoreo macro panorámico de la piel minimizando el tamaño de los poros e hidratando la piel a profundidad.




MARTILLO FRÍO

3

La tecnología de refrigeración de semiconductores + refrigeración por aire + el hidrogenfriamiento puede reducir la temperatura a menos 5°C, lo cual es genial y cómodo. Calma y repara la piel sensible, reduciendo los poros dilatados bloqueando para mayor absorción la humedad y nutrición.

Accesorios




ONDA RADIOFRECUENCIA

4

La sonda de RF con puntas en oro de 24 quilates se adapta a la piel y promueve la absorción del cuidado de la piel.

Enfoca la energía térmica directamente a la capa inferior de piel, estimulando la proliferación de colágeno y reconstruyendo la fibra de colágeno, mejorando la elasticidad de la piel.




ONDA ULTRASONICA

5

La profundidad de la onda ultrasónica de alta frecuencia con 1000,000 veces por segundo puede llegar a la capa de la fascia, que difunde el cuidado de la piel.


Promueve el crecimiento de colágeno, reafirmando la piel.



6

ROCIADOR IÓNICO

La atomización nano ultramicro descompone la esencia y la piel. Cuidado en pequeñas moléculas a nanoescala para penetrar profundamente en la capa inferior de la piel proporcionando una nutrición profunda.



7

PALETA ULTRASONICA

La vibración de alta frecuencia con 24 KHZ-25KHZ impacta en la profundidad de la suciedad en los poros y elimina células muertas e impurezas como puntos negros, acné y residuos de maquillaje de la superficie sin dañar la barrera de la piel.

Seis funciones de belleza de alta configuración – Contraste de efectos



Espinilla



Suciedad de los poros



Ojeras



Refinación de poros



Blanqueamiento



Hidratación

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RANGO DE VACÍO	700 mmHg
CONTROL DE SALIDA	Pantalla táctil y manija switcj
RF DE ORO	Multipolar de respuesta rápida (regulación de nivel de energía 10)
ELECTROFORESIS	1MHZ (energía 1 nivel 0)
ULTRASÓNICO	1MHZ (energía 1 nivel 0)
CABEZA DE HIELO	Refrigeración por agua y refrigeración por aire (regulación de nivel de energía 10)
NAVAJA DE PALA DE ALTA FRECUENCIA	25 KHZ (regulación de nivel de energía 10)
PLUMA DE PISTOLA DE IONES	mmHg 2000
INTERFAZ	Pantalla táctil de 10,1 pulgadas
VOLTAJE DE ENTRADA	110-240 V 50-60 Hz 150 AV